



Esco₂rt®

Flüssig-Sauerstoff für Unterwegs



Med. Sauerstoff in seiner reinsten Form

Entscheiden Sie sich für den Esco₂rt®

Der Esco₂rt® ist ein tragbares Gerät für flüssigen Sauerstoff und kann dank der kompakten und leichten Bauweise auf einfache und sichere Weise verwendet werden. Das erleichtert dem Patienten die Rückkehr vom Krankenhaus nach Hause - die flexible, leicht tragbare Sauerstoffeinheit bietet den Patienten die notwendige Bewegungsfreiheit, um aktiv bleiben, arbeiten und reisen zu können.

Pneumatisch oder elektronisch

Den Esco₂rt® gibt es entweder in einer pneumatischen oder elektronischen Variante. Er hat einen integrierten Griff, ist ultraleicht zu tragen (befüllt, nur 1,84 kg) und 100% kompatibel mit den meisten gängigen Basiseinheiten. Er ist über den großen Soft-Touch- Regler ganz einfach bis zu 6 l/min. einstellbar. Eine ununterbrochene Sauerstoff-Therapie von bis zu 8 Stunden ist möglich. Er kann sowohl in der aufrechten Position, flach auf dem Rücken und in Schräglage auf dem Rücken verwendet werden. Die Befüllung dauert gerade einmal 30 Sekunden.



Technische Daten:

	Esco₂rt® Elektronisch	Esco₂rt® Pneumatisch
Batterien:	erforderlich	keine erforderlich
Nasenbrille:	Standard Einzellumen	Duallumen
Einstellbare Durchflüsse Konstant (LPM):	2	0,25 / 0,5 / 0,75
Einstellbare Durchflüsse Impulsgesteuert:	0,25/0,5/0,75/1/1,5/2/2,5/3/4/5/6	1/1,5/2/2,5/3/4/5/6
Gewicht (leer / gefüllt) in kg:	1,42 / 1,84	1,42 / 1,84
Höhe / Durchmesser (cm):	28,0 / 10,7	28,0 / 10,7
Kapazität (Gasliter / Flüssigliter):	315 / 0,38	315 / 0,38
Betriebsstunden bei Stufe 2 (Std.):	7,87 (bei 20 BPM)	7,87 Stunden (bei 20 BPM)
Normale Verdampfungsrate:	0,6 kg/Tag	0,6 kg/Tag
Füllzeit:	unter 1min	unter 1min

© novo2med Medizintechnik, V1-2015. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Servicezentrum Deutschland

novo₂med Medizintechnik

Ihr direkter Draht zu uns:
Tel: 0 23 02 – 9 14 22 99 / 98
Fax: 0 23 02 – 2 05 03 08
www.novo2med.de
info@novo2med.de