




natürlich optimal versorgt

Oxyway FINE

Stufenlos einstellbare Druckminderer



Sicher, genau, vielseitig

Sicher, genau und vielseitig

Verlassen Sie sich auf die Genauigkeit unserer Druckminderer und Flowregler! Denn nur die wohldosierte Zufuhr von Sauerstoff kann den gewünschten Effekt bei den Patienten erzielen. Die unterschiedlichen Modelle sind in der Sauerstoff- und Notfallmedizin vielseitig einsetzbar, sind klein, leicht, präzise und einfach zu bedienen.

Die wichtigsten Merkmale

- Höchste Betriebssicherheit
- Höchste Genauigkeit der Flow-Abgabe
- Einfache Handhabung
- Sehr gute Einstell- und Ablesbarkeit der Flow-Stufen
- Einhaltung aller relevanten Sicherheitsstandards
- Hohe Variabilität am Geräteabgang
- Mobiler Wartungs-Service als zusätzliche Option
- Fällige Wartungen nur alle vier Jahre

Oxyway FINE I

Stufenlos einstellbarer Druckminderer für Sauerstoff

- Hochdruck-Handanschluss G3/4
- 30 mm Anschlussbolzen, rechts
- Inhalts- und Mengenmanometer
- Abgang G3/8, unten
- Stufenlos regulierbar (3 - 15 l/min. / 0,5 – 6 bar)
- Länderspezifische Anschlüsse möglich (DE, CH, IL, AT)

Oxyway FINE II

Stufenlos einstellbarer Druckminderer für Sauerstoff

- Hochdruck-Handanschluss G3/4
- 30 mm Anschlussbolzen, rechts
- Inhalts- und Mengenmanometer
- Abgang G3/8, unten
- Stufenlos regulierbar (1,5 - 8 l/min. / 0,5 – 6 bar)
- Länderspezifische Anschlüsse möglich (DE, CH, IL, AT)

Oxyway FINE III

Stufenlos einstellbarer Druckminderer für Sauerstoff

- Hochdruck-Handanschluss G3/4
- 30 mm Anschlussbolzen, rechts
- Inhalts- und Mengenmanometer
- Abgang G3/8, unten
- Stufenlos regulierbar (0,5 - 3 l/min. / 0,5 – 6 bar)
- Länderspezifische Anschlüsse möglich (DE, CH, IL, AT)



Oxyway FINE I–80mm

Stufenlos einstellbarer Druckminderer für Sauerstoff

- Hochdruck-Handanschluss G3/4
- 80 mm Anschlussbolzen, rechts
- Inhalts- und Mengenmanometer
- Abgang G3/8, unten
- Stufenlos regulierbar (3 - 15 l/min. / 0,5 – 6 bar)
- Länderspezifische Anschlüsse möglich (DE, CH, IL, AT)