

Oxyway FIX

Fest eingestellte Druckminderer



Sicher, genau, vielseitig

Sicher, genau und vielseitig

Verlassen Sie sich auf die Genauigkeit unserer Druckminderer und Flowregler! Denn nur die wohldosierte Zufuhr von Sauerstoff kann den gewünschten Effekt bei den Patienten erzielen. Die unterschiedlichen Modelle sind in der Sauerstoff- und Notfallmedizin vielseitig einsetzbar, sind klein, leicht, präzise und einfach zu bedienen.

Die wichtigsten Merkmale

- **Höchste Betriebssicherheit**
- **Höchste Genauigkeit der Flow-Abgabe**
- **Einfache Handhabung**
- **Sehr gute Einstell- und Ablesbarkeit der Flow-Stufen**
- **Einhaltung aller relevanten Sicherheitsstandards**
- **Hohe Variabilität am Geräteabgang**
- **Mobiler Wartungs-Service als zusätzliche Option**
- **Fällige Wartungen nur alle vier Jahre**



Oxyway FIX III-ZGA

Fest eingestellter Druckminderer für Sauerstoff

- **Hochdruck-Handanschluss G3/4**
- **50 mm Anschlussbolzen, rechts**
- **Inhaltsmanometer, fest eingestellt auf 4,5 bar**
- **ZGA-Abgang, unten**
- **Länderspezifische Anschlüsse möglich (DE, CH, IL, AT)**



Oxyway FIX I

Fest eingestellter Druckminderer für Sauerstoff

- **Hochdruck-Handanschluss G3/4**
- **30 mm Anschlussbolzen, rechts**
- **Inhaltsmanometer, fest eingestellt auf 4,5 bar**
- **Abgang G3/8 (4 l/min.), seitlich**
- **Länderspezifische Anschlüsse möglich (DE, CH, IL, AT)**



Oxyway FIX III

Fest eingestellter Druckminderer für Sauerstoff

- **Hochdruck-Handanschluss G3/4**
- **30 mm Anschlussbolzen, rechts**
- **Inhaltsmanometer, fest eingestellt auf 4,5 bar**
- **Abgang G3/8 (4 l/min.), unten**
- **Länderspezifische Anschlüsse möglich (DE, CH, IL, AT)**
- **Geeignet für z. B. Ulmer Koffer**