



Eclipse 3

Mobil und stationär



Die neuste Konzentrator-Generation

Mobilität neu entdecken

Der Eclipse 3 Sauerstoff-Konzentrator ist ein kleines, leichtgewichtiges und wartungsarmes Gerät. Ausgestattet mit einem integrierten Akku und einem fest montierten Caddy verbindet er die Vorteile eines stationären mit denen eines mobilen Gerätes. Er liefert neben einem gleichmäßigen, kontinuierlichen Konstantflow von bis zu 3 l/min auch einen Impulsflow in den Stufen 1 bis 6, wobei bei jedem Atemzug eine voreingestellte Sauerstoffmenge geliefert wird.

Überall einsetzbar

Ob unterwegs, in Fahrzeugen oder als stationäres Gerät – der Eclipse 3 ist immer und überall einsetzbar. Er lässt sich leicht und einfach bewegen und transportieren. Der interne Akku erlaubt eine mobile Sauerstoffversorgung von max. 5,4 Std. und trägt so deutlich zur Mobilitätssteigerung bei.

Zudem verfügt das Gerät über eine automatische Umschaltung in den Konstantmodus bei Apnoeererkennung während des Impulsbetriebes und sichert so eine optimale O₂-Versorgung.



Unterwegs

In Fahrzeugen

Als stationäres Gerät

Technische Daten:

Abmessung (H x B x T):	49 x 31,2 x 18 cm
Gewicht:	8,2 kg / 6,8 kg (ohne Akku)
Flow (Konstantmodus):	0,5 bis 3 LPM
Flow (Impulsmodus):	Stufe 1 bis 6
Sauerstoffkonzentration:	90 % ± 3 % (Konstantmodus)
Batteriebetriebsdauer:	Konstantmodus: 4,4 Std. (0,5 LPM) bis 1,3 Std. (3 LPM) Impulsmodus: 5,4 Std. (Stufe 1) bis 1,7 Std. (Stufe 6)
Lautstärke:	40 – 48 db(A)
Betriebsspannung:	100 - 240 V, 50 / 60 Hz, DC 12 V und interner Akku
Energieverbrauch:	AC max. 145 Watt, DC max. 95 Watt
Hilfsmittelverzeichnis-Nr. :	14.24.04.6002

novomed



Umfangreiches Zubehör erhältlich, z. B.:



Befestigungs-Set für Befeuchter



Tischladegerät



Geräte-Schutzhülle



Befestigungs-Set für Rollstühle

novomed Medizintechnik

Ihr direkter Draht zu uns:
Tel: 0 23 02 – 9 14 22 99 / 98
Fax: 0 23 02 – 2 05 03 08
www.novo2med.de
info@novo2med.de